

aXonnite® Silver

Preparat dezynfekcyjny do wszystkich powierzchni o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym



Opis produktu:

Gotowy do użycia preparat biobójczy o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym do dezynfekcji powierzchni w miejscach prywatnych, publicznych oraz w przemyśle. Zawiera aktywne cząstki srebra metalicznego, które tworzą warstwę odporną na bakterie, wirusy i grzyby.

Dzięki zawartości cząstek srebra aXonnite® regularne stosowanie aXonnite® trwale zabezpiecza powierzchnie i zapobiega namnażaniu się wirusów, bakterii i grzybów na tych powierzchniach, również pomiędzy cyklami sprzątaniami. Produkt nadaje się do zamgławiania pomieszczeń.

Preparat bezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślin oraz wyposażenia: nie podrażnia skóry, nie niszczy warstwy hydrolipidowej, nie niszczy dezynfekowanych powierzchni, nie zmienia struktury powierzchni, nie powoduje odbarwień.

Preparat nie zawiera alkoholu, chlorku i związków chloru, nie zawiera czwartorzędowych soli amoniowych.

Srebro aXonnite® zostało przebadane przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 2504/05 na obrót produktem biobójczym.

Produkcja srebra aXonnite® objęta jest Certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13 485 wydanym przez TÜV Rheinland GmbH.



wyrobów medycznych ISO 13 485 wydanym przez TÜV Rheinland GmbH.

pH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

W przypadku pytań dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu należy skontaktować się i-team Polska

Wyłącznie dystrybutor:

i-team Polska Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 126 C, PL 30-376 Kraków
tel (+48) 12 268 32 18
hello@i-teampolska.pl www.i-teampolska.pl

Obszar zastosowania:

Do wszystkich powierzchni wodoodpornych, zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych takich jak: drewno PCV, linoleum, kamień, guma, żywica epoksydowa, laminaty meblowe, tworzywa sztuczne, itp.



Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć, nanieść natryskowo na powierzchnię, dbając o jej całkowite pokrycie. Pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnia przed aplikacją musi być umyta, odtłuszczona i sucha. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po dezynfekcji należy spłukać wodą.

Skład:

aqua, aXonnite® Silver

Ostrzeżenia:

brak

Data ważności:

Seria i data ważności podana na opakowaniu

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej

Opakowania:

kanistry

100, 200 ml e **5, 10, 20 l e**



Producent / Podmiot odpowiedzialny:

Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Wenecka 12, PL 03-244 Warszawa
tel. (+48) 22 789 44 51